

VenoScreen®



Venenscreening

Der **VenoScreen®** bietet eine präzise Momentaufnahme der **venösen Gefäßfunktion** in nur wenigen Minuten. Mithilfe der **Licht-Reflexions-Rheographie (LRR)** wird die Leistungsfähigkeit der Venenklappen sowie die Effektivität der Muskelpumpe gemessen. Zusätzlich analysiert das System mittels **infrarotbasierter Photo-Technologie** die Absorption des eingestrahnten Lichts, um Rückschlüsse auf mögliche Funktionsstörungen zu ziehen.

Die Untersuchung unterstützt die **Diagnostik bei Veneninsuffizienz** und ermöglicht eine fundierte Bewertung einer möglichen Behandlung. Durch die **gleichzeitige Messung beider Beine** entsteht ein differenziertes Bild der Gefäßsituation. Im Anschluss erhalten Sie eine persönliche Auswertung sowie individuelle Empfehlungen durch qualifiziertes Fachpersonal – für gesunde, leistungsfähige und gut durchblutete Beine.

Hinweis: Die Messung ersetzt keine ärztliche Diagnose, ermöglicht aber eine frühzeitige Identifikation von Risikopersonen zur gezielten Weiterleitung in die ärztliche Versorgung. Bitte beachten Sie, dass bei sehr dicker Kleidung ggf. eine teilweise Entkleidung erforderlich sein kann, um eine korrekte Messung zu gewährleisten.

Eigenschaften:

- ✓ Ca. 15 min.
- ✓ Einzelaktivität
- ✓ Screenings
- ✓ Präsenz
- ✓ Gesundheits-Check | Präventionsmaßnahmen

Beispiel-Inhalte:

- ✓ **Venenfunktion:** Nachfüllzeit und Pumpvolumen nach Muskelpumpentest
- ✓ **Vergleich rechts/links:** gleichzeitige Messung beider Beine für differenzierte Diagnose
- ✓ **Messdauer:** circa eine Minute
- ✓ **Beurteilung:** Auffüllzeit der Venen
- ✓ **Auswertung:** Beratung durch qualifiziertes Personal

VenoScreen®



Ablauf:

Vorbereitung und Beratung

- **Bedarfsermittlung:** Kontaktieren Sie uns, um Ihre individuellen Wünsche und Ziele für den Aktionstag zu besprechen. Wir klären gemeinsam an welchem Datum das Screening stattfinden soll, den zeitlichen Rahmen, wie viele Personen teilnehmen und wie diese am Aktionstag bestmöglich koordiniert werden können.
- **Kommunikation:** Informieren Sie intern Ihre Mitarbeitenden über die bevorstehende Maßnahme und über die Vorteile der Teilnahme.

Organisation und Durchführung

- **Voraussetzungen:**
15 min pro Person | kein Umkleiden | 2x2 m Fläche | Stromanschluss erforderlich
- **Aufbau:** Unser BGM-Team bereitet alles für die Umsetzung vor und bringt alle benötigten Materialien mit.
- **Durchführung:** Das Screening wird ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt. Die Messungen sind Einzeltermine mit den Mitarbeitenden.

Auswertung und Nachbereitung

- **Ergebnisse:** Die Mitarbeitenden erhalten sofort im Anschluss an das Screening eine persönliche Auswertung und Tipps für einen gesunden (Arbeits-)Alltag.
- **Weiterführende Maßnahmen:** Das Unternehmen erhält Empfehlungen für weiterführende Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
- **Feedback einholen:** Nach dem Aktionstag haben Sie die Möglichkeit, uns Ihr Feedback zu geben. Wir möchten wissen, wie das Screening bei Ihren Mitarbeitenden angekommen ist und welche Aspekte besonders positiv oder verbesserungswürdig waren.